

FOLLICULITIS

Folliculitis is een ontsteking van het bovenste deel van een haarfollikel (haarzakje). De infectie leidt er meestal toe dat er een puskopje/pustel ontstaat op de plek van een haarzakje vaak in combinatie met een jeukende en pijnlijke huid. Deze ontsteking ontstaat door een infectie met een gist, schimmel, virus of een bacterie. De voornaamste veroorzakers zijn Staphylococcus aureus, S.epidermis, Streptococcus haemolyticus, P. acnes, candida albicans en pityrosporon.

NIET MEDICAMENTEUZE THERAPIE:

Er wordt aangeraden om te beginnen met het gebruik van betadine scrub.

MEDICAMENTEUZE THERAPIE:

Lokale antibacteriële therapie:

Behandel in principe lokaal

- Stap 1: chloorhexidine 1%
- Stap 2: fusidinezuur reumatische etiologie

Systemische antibacteriële therapie:

Bij koorts of een uitgebreide infectie orale antimicrobiële therapie

- Stap 1: Flucloxaciline, bij penicilline overgevoeligheid zie stap 2
- Stap 2: Clindamycine

Antimycotica

Slaat de therapie tegen bacteriële folliculitis niet aan? Overweeg behandeling tegen een gist of parasiet

- Stap 1: Lokale therapie: Ketoconazolcrème
- Stap 2: Systemische, orale therapie: Itraconazol

PREPARATEN BIJ FOLLICULITIS

Chloorhexidine	Creme 10 mg/g	D: 1-2 dd op de huid aanbrengen B: lokale huidreacties CI: -
Fusidinezuur	Crème 20 mg/g Zalf 20 mg/g (Fucidin)	D: 3 dd op de huid aanbrengen, max 2 weken gebruiken B: lokale huidreacties CI: -
Flucloxaciline	Capsule 500 mg	D: 500-1000 mg 4 dd gedurende 7 dagen B: Capsule mag niet geopend worden. Alternatief: suspensie op

		aanvraag, Bijw. GI-klachten, huiduitslag, urticaria, purpura CI: -
Clindamycine	Capsule 300mg Suspensie 150 mg/ml	D: 600 mg 3 dd gedurende 10 dagen B: GI-klachten, huiduitslag, tijdelijke verhoging transaminasewaarden. CI: -
Ketoconazolcrème	Creme 20 mg/g	D: 2 dd gedurende enkele weken op de plekken aanbrengen, vooral wanneer een beperkt deel van de huid is aangedaan B: bijw. Lokale huidreacties CI: -
Itraconazol	Capsule 100 mg	D: 100 mg p.o. 1 dd, gedurende 2-4 weken B: let op sterke CYP3A4 remmer, verlenging QT-interval CI: -